



# ALMOHADILLA CON AMARRAS PARA INYECCIÓN "VEINMATE II"

**SKU:** MFS679

Categorías: <u>Catéteres - Vías Venosas y</u> <u>Arteriales, Extracción de Sangre, Inyección,</u> <u>Inyección Intravenosa (IV) - Punción Venosa,</u>

<u>Simuladores Médicos</u>



# GALERÍA DE IMÁGENES







### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Almohadilla con amarras diseñada para la práctica de la inyección intravenosa, el material de este permite que a pesar de innumerables practicas la aguja no deje marcas.

## Habilidades:

- Preparación; Palpación; Inyección intravenosa; Muestra de sangre.

#### Características:

- La sensación de la piel y los vasos a la palpación y la inserción de la aguja se ha acercado a la del cuerpo humano.
- Las embarcaciones están dispuestas en cursos serpenteantes.
- Los vasos pasan a diferentes profundidades desde cerca de la superficie a zonas profundas.

#### Contiene:

- 1 Almohadilla; 1 Irrigador; 1 Cinturón; 1 Estuche.

https://www.youtube.com/watch?v=DaPAI30\_XFs