



ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE ACUPUNTURA CON INDICADOR Y TIMBRE

SKU: MFS657

Categorías: [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Terapia y Rehabilitación](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para acupuntura con dos puntos de destino de diferentes de profundidad que facilitan una práctica por nivel de dificultad, además cuenta con un indicador de luz y timbre que ayudan a mejorar el procedimiento para realizarse de forma correcta.

Habilidades

- Practica por nivel de dificultad: Dos puntos de destino de diferente profundidad permiten practicar por niveles de dificultad.

La almohadilla de entrenamiento tiene luz indicadora y sonido de campanilla para informar si el punto de inserción es correcto o incorrecto, dando una sensación de imagen tridimensional.

- Inserción en el punto de destino poco profundo: Se coloca la banda elástica en el gancho en el costado de la almohadilla, esto limita el área y facilita la localización del punto objetivo.

- Inserción en el punto de destino profundo.

- Luz indicadora y sonido de campanilla: La luz verde se enciende y suena un timbre cuando se inserta la aguja en el punto de destino. (La luz no se enciende cuando se inserta en el punto equivocado) La forma del sensor que detecta la inserción de la aguja es hemisférica y juzga con precisión si la inserción es perpendicular u oblicua.

- Practica colocando la almohadilla a un paciente real: Los sujetadores de gancho y bucle se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo para simular la practica con un paciente con movimientos reales.

Contiene:

- 1 Modelo de formación; 1 Cinturón; 1 Banda elástica; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=ngeP15FStYM>