



## ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE ACUPUNTURA

---

**SKU:** MFS656

**Categorías:** [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Terapia y Rehabilitación](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta almohadilla de entrenamiento es adecuada para adquirir habilidades básicas de acupuntura, donde se pueden destacar a inserción oblicua y perpendicular.

### Habilidades

- Mano dominante para sujetar la aguja.
- Mano no dominante para facilitar la inserción.
- Inserción perpendicular e inserción oblicua para pulir sus habilidades.

### Características:

- Epidermis que no deja marcas de agujas: La piel está hecha de un material especial que no deja marcas de agujas incluso después de numerosas prácticas.
- Adecuado para ayudar a la inserción o inserción perpendicular / oblicua: Esta es una almohadilla de entrenamiento de tamaño óptimo para dominar la habilidad de inserción asistida con la mano no dominante, y la elasticidad moderada da la sensación de ajustar la presión de la superficie de la piel, también se puede practicar la inserción perpendicular o la inserción oblicua al confirmar el ángulo con un transportador semicircular que se muestra en el lado lateral de la almohadilla de entrenamiento.
- Se puede colocar en cualquier parte del cuerpo: Se puede sujetar la almohadilla a cualquier parte del cuerpo utilizando "cierres de velcro". La práctica en pareja facilita una práctica realista de inserción de la aguja en una postura real, al actuar como "paciente", puede experimentar la ansiedad de recibir tratamiento y también comprender las necesidades de consideración psicológica.
- Inserción perpendicular: No solo se puede practicar el estilo japonés (se utilizan tubos de inserción) sino también la acupuntura al estilo chino (no se utilizan tubos de inserción).

### Contiene:

- 1 Modelo de entrenamiento; 5 Cinturones; 1 Estuche de almacenamiento.

[https://www.youtube.com/watch?v=QV0R\\_EIHRWk](https://www.youtube.com/watch?v=QV0R_EIHRWk)