



ALMOHADILLA DE INYECCIÓN GRANDE "PATRICK"

SKU: MFS256

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para simular inyecciones Intramusculares, Intradérmicas (cuando se usa con nuestras capas de epidermis removibles), Subcutáneas y de vía Z. La resistencia a la punción realista imita la sensación de una inyección real. El drenaje inferior permite utilizar la almohadilla con jeringas llenas de líquido. La piel de la almohadilla se puede agarrar para lograr escenarios de inyección más realistas. La almohadilla ofrece un drenaje en la parte inferior para poder utilizarla con jeringas llenas de líquido.

Se vende con un paquete de 3 de nuestra capa de Epidermis.

<https://www.youtube.com/watch?v=5bbSXI2biq0>

<https://www.youtube.com/watch?v=TfsUHSrtr0>