



## ALMOHADILLA DE INYECCIÓN PEQUEÑA "PADDY"

---

**SKU:** MFS255

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para el entrenamiento de inyecciones, permite practicar 4 tipos diferentes de inyecciones con aguja: Intramuscular, Intradérmica, Intravenosa y Subcutánea. En la superficie de la almohadilla hay una capa de epidermis extraíble que permite simular un "habón" durante las inyecciones intradérmicas. La resistencia a la punción de la piel, así como la resistencia a lo largo de la inyección, imitan de cerca la sensación de una inyección real. La almohadilla tiene drenaje en la parte inferior, por lo que puede utilizarse con jeringas llenas de líquido.

<https://www.youtube.com/watch?v=DunytIzI1nU>

<https://www.youtube.com/watch?v=5FZUKO9aet0>