



## ALMOHADILLA DE INYECCIÓN

---

**SKU:** MFS748

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cuidado de Estomas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La almohadilla de profundidad de tres inyecciones, está construida utilizando tecnología RealLayer para simular la sensación adecuada de la pared del cuerpo, así como un núcleo de espuma para permitir que sus fluidos inyectados se escurran fácilmente.

La almohadilla de tres profundidades de inyección está diseñada para llevarle directamente al músculo para practicar la inyección intramuscular, además de las inyecciones en la dermis y las capas de grasa.

Dimensiones - Especificaciones: 6 x 6 cm.

Material: Silicona y espuma no tóxicas y no peligrosas.