



ALMOHADILLA DE SUTURA

SKU: MFS272

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado,](#)
[Habilidades Clínicas, Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La almohadilla de sutura es la herramienta perfecta para practicar técnicas y procedimientos de sutura. El diseño combina características únicas en un modelo compacto adecuado para todas las situaciones.

Características:

- Composición de goma de silicona duradera.
- Tres capas de tejido: Piel, grasa y músculo.
- La malla de tejido incrustada asegura cierres de sutura.
- 19 heridas precortadas con diferentes profundidades proporcionan múltiples escenarios de entrenamiento.