




## ALMOHADILLA DE SUTURA "REALFLOW" DE 6 CAPAS

---



**SKU:** MFS764

**Categorías:** [Cirugía - Sutura - Grapado](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS765	Mediana
	MFS766	Grande

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla de sutura de 6 capas que sangra. La fórmula de 6 capas se le añade un sistema simulado de vasos sanguíneos para añadir el reto de aprendizaje de la sutura mientras el paciente sangra activamente. Diseñadas con el propósito de enseñar con mayor precisión la ligadura de vasos y el manejo de la hemorragia, las almohadillas de sutura "RealFlow" también permiten practicar las incisiones superficiales y profundas, la colocación de las agujas, la uniformidad de los patrones de sutura y el atado de nudos.

La sangre artificial en polvo y la bolsa de suero se venden por separado.

Material: Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.

Versiones:

- Mediana: Medidas de 14 x 10 cm.
- Grande: Medidas de 17 x 24 cm.

Nota: La almohadilla grande presenta una Línea Alba precisa.