





ALMOHADILLA DE TEJIDO ABDOMINAL

SKU: MFS934

Categorías: [Habilidades Clínicas](#), [Imagenología](#), [Órganos para Diagnóstico por Imagen](#), [Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos](#), [Simuladores Médicos](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS935	10 cm x 10 cm
	MFS936	10 cm x 5 cm
	MFS937	20 cm x 20 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está diseñada para la sutura subcuticular, subcutánea, muscular y de la fascia profunda, los cortes quirúrgicos, la reparación de estomas peritoneales, la colocación de grapas y adhesivos quirúrgicos, y la práctica de inyecciones subcutáneas, intramusculares y abdominales.

La construcción del modelo básico emplea versiones simplificadas del material "SynTissue" la piel sintética patentada, grasa subcutánea, grasa voluminosa, músculo esquelético, fascia del recto, fascia escamosa y membrana peritoneal. La capa de piel tiene una textura realista en la superficie y es lisa en la parte subcutánea. Incorpora una capa de desgaste natural de piel muerta en la superficie y tres capas discretas (epidermis, dermis e hipodermis) que crecen independientemente unas de otras. Este tejido se diseñó con una amplia aportación de dispositivos médicos, hospitalarios y militares para mostrar una resistencia realista a la punción, la sujeción de suturas, el electrocauterio, el bisturí láser y el rendimiento del bisturí de plasma.

Habilidades relevantes: Inyección, implantación, corte, incisiones, sutura (subcuticular, subcutánea y muscular), reparación de estomas, colocación de drenajes de heridas y sondas gástricas, grapado y aplicación de adhesivos.

Compatibilidad del equipo: Bisturíes láser, dispositivos de electrocauterización y ablación por radiofrecuencia, cuchillas armónicas, dispositivos monopolares y bipolares, cuchillas de plasma, equipos de ultrasonidos y todos los equipos de diagnóstico por imagen conocidos.

Componentes incluidos: Una almohadilla de tejido con piel humana adulta, grasa subcutánea, grasa volumétrica, músculo esquelético, fascia del recto y fascia escamosa.

Versiones:

- 10 cm x 10 cm.
- 10 cm x 5 cm.
- 20 cm x 20 cm.