



ALMOHADILLA DE TEJIDO BÁSICA

SKU: MFS938

Categorías: [Habilidades Clínicas](#), [Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos](#), [Simuladores Médicos](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS939	20 cm x 20 cm - 2N
	MFS940	10 cm x 10 cm - 2N
	MFS941	20 cm x 20 cm - 4N
	MFS942	20 cm x 20 cm - 8N
	MFS943	20 cm x 20 cm - 10N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los grosores estándar de la piel y la grasa son de 1 mm y 5 mm, respectivamente.

La piel estándar de adulto muestra una fuerza media de aproximadamente 2N en nuestra prueba de penetración, esta selección es una imitación apropiada para la mayoría de la piel del cuerpo humano (cara, antebrazo, ingle, etc.). Las pieles que presentan valores de penetración mayores son apropiadas para las zonas más gruesas o callosas del cuerpo (abdomen, parte inferior de la espalda, etc.). El umbral de dolor humano típico se sitúa entre 2 y 4 N.

Versión de acuerdo al tamaño de la almohadilla y resistencia de la piel:

- 20 cm x 20 cm - 2N.
- 10 cm x 10 cm - 2N.
- 20 cm x 20 cm - 4N.
- 20 cm x 20 cm - 8N.
- 20 cm x 20 cm - 10N.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hcbh9vZ9ks8>