




ALMOHADILLA DE TEJIDO PARA SIMULAR QUISTES - ABSCESO

SKU: MFS741

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla de práctica de incisión y drenaje, en el cojín de incisión y drenaje simulado de quistes y abscesos se encuentra un quiste simulado junto a un absceso simulado para dar a los estudiantes la posibilidad de practicar el drenaje/cierre del absceso, la extracción/cierre del quiste y la sutura. La integridad del quiste simulado y del contenido del absceso comenzará a degradarse pasados los 60 días.

Dimensiones - Especificaciones: 8 x 11 cm.

Material: Silicona no tóxica y no peligrosa, contenido de quistes y abscesos simulados.