



ALMOHADILLA DE TEJIDO SIMULADO DE CONEJO

SKU: MFV110

Categorías: [Atención Primaria](#), [Especies](#), [Otras Especies](#), [Suturas](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta almohadilla de sutura para conejos está diseñada para imitar las 5 primeras capas de la pared abdominal de un conejo. Las capas reproducen la epidermis, el subcutáneo, la primera capa de fascia, el músculo y la segunda capa de fascia. Cada capa está formulada de forma única para replicar su respectiva capa de tejido en la vida real, las texturas y la fuerza relativa de la pared corporal de un animal de laboratorio.

Dimensiones - Especificaciones:

- Capacidad de puntadas de práctica de hasta 500 puntadas.
- Medidas: 8 x 11 cm.

Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.