




## ALMOHADILLA DE ULTRASONIDO - FRACTURADE HUESO

---

**SKU:** MFS832

**Categorías:** [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñada para ayudar al desarrollo de las habilidades necesarias para localizar fracturas óseas en tejidos blandos. El material de simulación del paciente es de color carne con la sensación táctil y la resistencia a la punción del tejido humano. No incluye ecógrafo.

Características:

- 5 huesos presentes en el modelo (3 huesos superficiales y 2 más profundos)
- 1 hueso sano sin fractura y 4 con diversos grados de fractura.
- Carne tonificada y curvada con un contorno que imita a los pacientes.
- Calidad de imagen excepcional.
- Disponible en tonos de piel claros y oscuros.