




ALMOHADILLA PARA SUTURA DE 3 CAPAS "REALSUTURE"

SKU: MFS756

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS757	Pequeña
	MFS758	Mediana
	MFS759	Grande

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La almohadilla de sutura de 3 capas está diseñada para imitar las tres primeras capas superficiales de la pared abdominal: la capa de la epidermis, la capa subcutánea y la primera capa de la fascia. Para comportarse como un tejido real, la capa de la Epidermis ha sido reforzada para absorber la tensión y los tirones en su práctica de sutura. Esta almohadilla no está optimizada para suturas subcuticulares. Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.

Versiones:

- Pequeña.
- Mediana.
- Grande.

Aplicaciones de entrenamiento:

- Sutura superficial.
- Garantizar la seguridad del nudo.

Versión pequeña:

- Capacidad de sutura de práctica un mínimo de 750 suturas y reutilizable 10 veces.
- Medidas: 8 x 11 cm.

Versión Mediana:

- Permite enterrar suturas.
- Capacidad de sutura de práctica un mínimo de 1.250 suturas y reutilizable 10 veces.
- Medidas: 10 x 14,5 cm.

Versión Grande:

- Permite enterrar suturas.
- Capacidad para practicar suturas un mínimo de 3.000 suturas y reutilizable 10 veces.
- Medidas: 17,5 x 24,5 cm.