



## ALMOHADILLA PARA SUTURA DE 6 CAPAS "REALSUTURE"

---

**SKU:** MFS760

**Categorías:** [Cirugía - Sutura - Grapado](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS761	Pequeña
	MFS762	Mediana
	MFS763	Grande

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La almohadilla de sutura de 6 capas está diseñada para imitar las 6 primeras capas de la pared abdominal. Las capas reproducen la epidermis, la dermis, el subcutáneo, la primera capa de fascia, el músculo y la segunda capa de fascia. Cada capa está formulada de forma única para replicar su respectiva capa de tejido de la vida real, por lo que es el modelo más realista del mercado. La capa de dermis añadida en esta almohadilla de sutura la hace especialmente útil para practicar las suturas subcuticulares. Con los múltiples refuerzos incluidos en la almohadilla, el desgarro al suturar será mínimo o nulo.

Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.

Aplicaciones de entrenamiento:

- Sutura con varios patrones de sutura.
- Garantizar la seguridad del nudo.
- Enterrar suturas.
- Reconstrucción de la piel.

Versiones:

- Pequeña.
- Mediana.
- Grande.

Versión pequeña:

- Permite adicionalmente la biopsia y eliminación de lunares.
- Medidas: 8 x 11 cm.
- Capacidad de puntada de un mínimo de 1.500 puntos y reutilizable hasta 10 veces.

Versión Mediana:

- Capacidad de sutura de un mínimo de 2.500 puntos y reutilizable hasta 10 veces.
- Medidas: 10 x 14,5 cm.

Versión Grande:

- Presenta una Línea Alba precisa.
- Capacidad de sutura de un mínimo de 6.000 puntos y reutilizable hasta 10 veces.
- Medidas: 17 x 24 cm.