



ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA

SKU: MFV151

Categorías: [Atención Primaria](#), [Suturas](#), [Veterinaria](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFV152 Almohadilla de Sutura Multicapa	
	MFV153 Almohadilla de Sutura Multicapa Canina	
	MFV154 Almohadilla de Sutura para Órganos Huecos	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadillas para la práctica de suturas en distintas superficies.

Versiones:

- Almohadilla de sutura multicapa: Consta de cuatro (4) capas destinadas a representar la dermis, subcutánea, línea y fascia transversal.
- Almohadilla de sutura multicapa canina: - Cuentan con pezones y ombligo y (4) capas destinadas a representar la dermis, subcutánea, línea y fascia transversal.
- Almohadilla de sutura para órganos huecos: Consta de una (1) capa, destinada a representar un órgano hueco.

Base de almohadilla de sutura (reemplazable no incluido).

- Tiene ventosas que se adhieren a superficies lisas.
- Carcasa de plástico ABS termoformado con alfileres de sujeción para almohadillas de sutura.
- Puede almacenarse en el interior de la base cuando no esté en uso.
- Se suministra con dos inserciones de espuma. El inserto de espuma sólida se utiliza con la almohadilla de sutura multicapa. Espuma perimetral. El inserto se utiliza con la almohadilla de sutura para órganos huecos.