



## BEBE DE 4 MESES

---

**SKU:** MFS515

**Categorías:** [Cuidados del Paciente](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de bebé 4 meses cuyo peso corporal percibido es de 6 kg. Puede utilizarse para practicar como sujetarlo en brazos y cargarlo en una manta entre otras prácticas.

### Características:

- Forma de cuerpo que se parece mucho a la de un bebé real.
- Aunque la muñeca pesa aproximadamente 4 kg, está diseñada para permitir que el usuario la perciba como un peso de 6 kg que es el peso promedio de un bebé de 4 meses.
- Se puede hacer que el modelo se siente en una silla, lo que ayuda a ampliar la gama de actividades prácticas, como ayudar a alimentar a los bebés con comida, a colocarlos en un coche de bebé, etc.
- El modelo es capaz de sostener su cabeza. Sin embargo, está diseñado de tal manera que el centro de gravedad está en la cabeza, al igual que un bebé real de 4 meses.
- El modelo tiene la cara de un típico bebé japonés.

### Precauciones de uso:

- El modelo no es adecuado para medir, etc. Tampoco se puede bañar.
- El modelo está realizado en resina de cloruro de vinilo.
- El producto no viene con accesorios como un coche, silla de bebé, etc.

### Contiene:

- 1 Cuerpo de bebé; 1 Ropa interior de bebé.