



BEBÉ PARA PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA

SKU: MFS463

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [Cuidados del Paciente](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Maniqués para Cuidados del Bebé](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un dispositivo de enseñanza versátil y realista, este entrenador brinda experiencia práctica en el cuidado infantil básico y médico.

Mejora la formación en:

- Cuidado de la traqueotomía.
- Cateterismo masculino y femenino.
- Sonda nasogástrica, termómetro rectal e inserción de enema.
- Inyección intramuscular y subcutánea femoral y glútea.

Las características adicionales incluyen:

- Órganos internos extraíbles.
- Cubierta de vientre extraíble.
- Genitales intercambiables.
- Orejas suaves.
- Cabeza, brazos y piernas totalmente móviles.
- Fontanelas palpables.
- El entrenador viene con una bolsa de transporte.