




BEBÉ PREMATURO PARA PRÁCTICAS DE CUIDADO

SKU: 107-400

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Cuidados del Paciente](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Maniqués para Cuidados del Bebé](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
 A Type (Approx. 30 weeks) B Type (Approx. 24 weeks)	107-500	Tipo A (30 Semanas)
 A Type (Approx. 30 weeks) B Type (Approx. 24 weeks)	107-600	Tipo A (24 Semanas)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simula un bebé prematuro para prácticas de cuidado con la ventaja de poderse usar incubadoras, entre algunas practicas esta la observación general, limpieza y baño en la incubadora, entre otros.

Habilidades:

- Observación general y medición.
- Palpación de fontanela anterior.
- Limpieza y baño en la incubadora.
- Succión.
- Nutrición tubular.
- Configuración del monitor.

Disponible en 2 versiones:

- Tipo A: 30 semanas.
- Tipo B: 24 semanas.

Especificaciones de Versión Tipo A:

- Edad de 30 Semanas.
- Altura de 36 cm.
- Circunferencia de la cabeza de 30 cm.
- Peso de 1600 g.
- Sexo Masculino.

Especificaciones de Versión Tipo B:

- Edad de 24 Semanas.
- Altura de 32 cm.
- Circunferencia de la cabeza de 24 cm.
- Peso de 700 g.
- Sexo Masculino.

Características:

- La apariencia y el tacto son realistas debido al uso de un material de silicona especial.
- La cabeza se puede girar y colocar para que el bebé se acueste de lado.
- Medidas realistas.
- Fontanela palpable.
- Piel sin costuras.