



BOMBA DE PURGA ELECTRÓNICA SISTEMA "BLOODY M.A.R.C." CON DEPÓSITO Y MANDO A DISTANCIA

SKU: MFS214

Categorías: [Heridas Simuladas - Moulage](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo de suministro de sangre se adapta a heridas sangrantes (consultar los modelos). La mochila reservorio contiene hasta 3 litros de sangre artificial, que puede bombearse hasta en 4 heridas al mismo tiempo mediante una bomba electrónica. La bomba funciona con una batería y se controla en fuerza y frecuencia de pulso mediante un mando a distancia Bluetooth. Gracias al diseño de mochila, el suministro de sangre no se nota y se integra perfectamente en el escenario de entrenamiento. La bolsa de reserva tiene una abertura extra grande para que puedas extraer la sangre y enjuagar la bolsa rápida y fácilmente después del ejercicio.

Características del producto:

- Práctico diseño de mochila.
- Inalámbrico y móvil.
- Potente batería para una larga autonomía.
- Mando a distancia inalámbrico por bluetooth.
- Fácil manejo y limpieza.