



BRAZO BÁSICO PARA IV

SKU: MFS552

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El brazo IV básico es realista con todo lujo de detalles, duradero, ligero, portátil y fácil de montar para que cada alumno pueda tener su propio brazo para practicar. El tubo venoso puede rellenarse fácilmente con sangre simulada utilizando una botella de inyección de plástico blando.

Características:

- Piel flexible y venas palpables (reproduce la dilatación venosa).
- Sensación realista de la punta de la aguja y flashback.
- La almohadilla de inyección es fácilmente reemplazable y duradera.
- Simula la hemostasia comprimiendo el punto de inyección.
- El esparadrapo adhesivo se adhiere bien al brazo y puede retirarse fácilmente.
- Soporte integrado para facilitar la colocación.
- Compacto, ligero y portátil.

Habilidades:

- Aplicación de torniquetes.
- Venopunción (incluida la punción con cánula intravenosa).

Incluye:

Modelo de brazo con soporte; Almohadilla de inyección; Jeringa (50 ml); Bote de colorante en polvo (rojo); Cuchara; Botella de inyección para sangre simulada; Bolsa de transporte.