



BRAZO DE ENTRENAMIENTO INTRAVENOSO

SKU: AG4000-S100

Categorías: [Extracción de Sangre](#), [Infusión Intravenosa - Administración de Medicamentos](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El brazo de entrenamiento intravenoso está diseñado para ayudar a los participantes a practicar y adquirir competencia en las habilidades y procedimientos esenciales de enfermería, como la punción venosa, la administración intravenosa, la extracción de sangre, la infusión y la inyección intravenosa.

Características del producto:

- Red multi venosa prominente
- Simulación de venas cefálica, basílica, ante cubital, radial y cubital.
- Simulación de técnica de infusión.
- Practica ejercicios de extracción de sangre con sangre simulada.
- Administración de medicación por bolo intravenoso.
- Simulación de puño cerrado o posición de torniquete.
- Simulación de venas colapsadas.
- "Pop" realista cuando la aguja entra en la vena.
- Sellado de venas y piel exterior.
- Base de Lucite ahumado con soporte.

Contiene:

- Brazo de entrenamiento intravenoso IV.
- Kit de instalación con concentrado de sangre simulado, bulbo de presión, bolsa dispensadora de sangre, piel de repuesto para el brazo, embudo y talco.
- Bolsa de transporte blanda.
- Manual de instrucciones.