



BRAZO DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCIÓN

SKU: MFS101

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo de inyección está destinado a brindar al futuro médico y al personal de apoyo médico la oportunidad de practicar la técnica de inyección intravenosa.

El modelo consta de un plástico blando con una piel intercambiable y un campo de inyección intercambiable en el codo, en el que la vena media del codo se reproduce mediante un tubo. La vena es visible debajo de la piel y también se puede sentir fácilmente, la tensión de la piel y la naturaleza de la vena congestionada se imitan de forma más o menos realista. Se caracteriza particularmente por la posibilidad de congestión realista de la vena y simular una vena rodante aplicando lubricante. Probado y probado en el duro uso diario por las fuerzas armadas alemanas. Todas las piezas individuales están disponibles individualmente.