



BRAZO PEDIÁTRICO PARA ENTRENAMIENTO DE IV

SKU: MFI-1100

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de brazo que representa un niño de 6 años, diseñado para venopunción e inyección intramuscular

Características:

- Se utiliza una espuma blanda para simular el músculo deltoides y permite al alumno "sentir" la administración de inyecciones intramusculares a los niños.
- Hueso simulado en el hombro define y limita el área de inyección.
- Puede usarse agua como líquido de inyección en la zona de los hombros.
- La piel de vinilo realista se enrolla a medida que palpa para permitir la ubicación de la vena.

Soporte de suministro de fluido no incluido.

Incluye:

- 1 Modelo de brazo; 1 Bolsa de suministro de líquido; 1 Jeringa de 3 cc; 1 frasco de sangre; 1 Manual de instrucciones; 1 Estuche rígido.