



## CABEZA DE EQUINO PARA PRÁCTICA DE VENIPUNTURA E INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

---

SKU: MFV119

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Equinos](#), [Veterinaria](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo extraíble del cuerpo del caballo y puede usarse como una unidad independiente entre sus características se incluyen:

- Venipunción yugular con venas palpables.
- Tubo de vena de látex fácilmente reemplazable que puede soportar múltiples perforaciones; incluye 5 juegos de venas.
- Sistema mecánico que permite presurizar las venas.
- Revestimiento de piel de larga duración, fácilmente extraíble, lavable y reemplazable con melena.
- Sitio de inyección intramuscular que puede soportar múltiples pinchazos y aceptar inyecciones de líquido.
- Cabezal de silicona suave con orejas flexibles y una anatomía bien representada que ilustra los lugares de inyección facial y acepta una brida.
- Soporte rodante, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados.

Partes reemplazables:

- Venas.
- Almohadillas intramusculares.
- Melena.
- Cubierta.

Se debe tener cuenta que ciertos componentes son caucho de látex natural. Incluye instrucciones de cuidado y mantenimiento. No recomendado para cateterismo intravenoso.