




## CABEZAL PARA INYECCIONES FACIALES - MÚSCULOS, ARTERIAS Y NERVIOS

---

**SKU:** MFS187

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo para inyecciones faciales que está fabricado con una silicona protésica de alta calidad curada al platino con un tacto realista.

Las pieles se montan sobre un cráneo de espuma dura, que tiene varios puntos de referencia para ayudar en el proceso de enseñanza. Estos cráneos se fijan a 2 soportes flexibles que permiten inclinar la cabeza en las posiciones adecuadas.

Cada cabeza se pinta a mano, se fija con una parte posterior moldeada al vacío y se monta en una base de calidad.

Esta versión muestra los grupos musculares, las arterias principales y los nervios de un lado. Perfecto para la educación, ya que permite la explicación de la anatomía facial, así como mostrar la posición correcta para la inyección.