



CABEZAL PARA INYECCIONES FACIALES

SKU: MFS178

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS179

Versión A



MFS180

Versión B



MFS181

Versión C

Imagen

SKU

Versión



MFS182

Versión D



MFS183

Versión E



MFS184

Versión F

Imagen

SKU

Versión



MFS185

Versión G

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo para inyecciones faciales que está fabricado con una silicona protésica de alta calidad curada al platino con un tacto realista.

Las pieles se montan sobre un cráneo de espuma dura, que tiene varios puntos de referencia para ayudar en el proceso de enseñanza. Estos cráneos se fijan a 2 soportes flexibles que permiten inclinar la cabeza en las posiciones adecuadas.

Cada cabeza se pinta a mano, se fija con una parte posterior moldeada al vacío y se monta en una base de calidad.

Versiones:

- Versión A.
- Versión B.
- Versión C.
- Versión D.
- Versión E.
- Versión F.
- Versión G.