







## CHAQUETA PARA SIMULAR MATERNIDAD

---

**SKU:** 108-000

**Categorías:** [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Educación Sobre el Embarazo y el Feto](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



### ions

Jacket = 100% cotton
Abdomen = Urethane foam + Iron
Weight for adjustment = Iron grain
Corset

Approx.7.3 kg

### ions

Jacket = 10% cotton, 90% polyester
Abdomen = Urethane gel
Weight for adjustment = Iron grain
Corset
Storage bag


Approx.7.3 kg

## VARIACIONES

### Imagen

### SKU

### Versión




**Specifications**

Material	Jacket = 10% cotton, 90% polyester Abdomen = Urethane gel Weight for adjustment = Iron grain Corset Storage bag
Weight	Approx. 7.3 kg

108-100

Con Gel



**Specifications**

Material	Jacket = 100% cotton Abdomen = Urethane foam + Iron Weight for adjustment = Iron grain Corset
Weight	Approx. 7.3 kg

108-200

Sin Gel

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite experimentar la vida y actividades en el embarazo, y aprender técnicas de asistencia de una embarazada, está diseñada para su uso tanto en mujeres como hombres.

Disponible en 2 versiones:

- Con gel: Partes del feto abdominal y los líquidos amnióticos están hechos de gel de uretano y dan una sensación muy similar a la de un cuerpo humano real.
- Sin gel: Partes del feto abdominal y los líquidos amnióticos estándar.

Características:

- Diseño para adaptarse a una mujer entre 155-165 cm de altura, y también se ajusta a un hombre de hasta 185 cm de altura.
- El material acolchado se utiliza para permitir el contacto cercano con el cuerpo.
- Las correas ajustables permiten que se adapte a diversos tamaños de personas.
- Se garantiza un alto estándar de seguridad gracias a un relleno de gel de uretano y bolsas de ajuste de peso que contienen partículas de hierro.
- Los pesos pueden ajustarse y fijarse con sujetadores de gancho para permitir la simulación de embarazo entre el segundo y tercer trimestre.
- Las partes del feto abdominal y los líquidos amnióticos están compuestos de gel de uretano y son muy realistas (solo versión con gel).