



CONJUNTO DE SIMULACIÓN OBSTÉTRICO

SKU: MFS408

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de Pelvis femenina con fetos incluidos para la práctica de parto y el aprendizaje de las distintas posiciones del feto para su nacimiento, cuenta con un bebé en estado normal y otro adicional con 4 cabezas para evaluar distintas maneras.

Habilidades:

- Permite la práctica de partos.
- Los bebés fetales se pueden colocar en el modelo en varias posiciones, para que se pueda practicar la palpación a través de la pared abdominal.
- Se pueden demostrar diferentes posiciones de nacimiento.

Características:

- Basado en una pelvis femenina, este modelo de tamaño natural presenta todos los puntos de referencia relevantes.
- La vulva se estira durante el procedimiento de parto y luego volverá a su forma original.
- Pared abdominal removible.

Bebé Fetal:

- La articulación de la cabeza única permite que la cabeza se flexione y gire.
- Cuerpo de PVC.
- Cordón y placenta desmontables.
- Representación de fontanela.

Bebé Fetal con 4 Cabezas:

- Cada cabeza tiene un accesorio fácil de "hacer clic" en la muñeca, que permite una rotación de la cabeza de 90 grados hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Cuatro cabezas demuestran diferentes posiciones de la cabeza fetal:
 - Occipito-posterior.
 - Occipito-anterior.
 - Ceja.
 - Cara.

Pelvis Femenina:

- Fundido de la vida en plástico de alta calidad.
- Puede usarse junto con muñecas fetales.
- Con quinta vértebra lumbar.
- Coxis flexible.

Contiene:

- 1 Set de simulación obstétrico con bebé fetal; 1 Maniquí de bebé fetal con 4 cabezas intercambiables; 1 Pelvis femenina plástica; 1 Manual de instrucciones.

https://www.youtube.com/watch?v=8GV3JY4B1dU&feature=emb_title