



ENTRENADOR AUXILIAR DE OBSTETRICIA

SKU: MFS721

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para la práctica de procesos básicos de parto, cuenta con un feto y un cordón umbilical, además, los genitales externos transparentes permiten discernir el estado de la cabeza fetal.

Habilidades

- Ligadura umbilical y corte del cordón umbilical: se pueden usar fórceps.
- Se Puede controlar la placenta / amnios.
- Asistencia obstétrica:
- Protección del perineo.
- Coronación.
- Entrega de hombro anterior.

Características:

- Dos tipos de genitales externos (color de piel / transparente): permite ver el estado de la cabeza fetal a través de los genitales transparentes.
- Dos tipos de postura: Posición supina, en cuatro apoyos.

Contiene:

- 1 Genitales externos (color de piel/transparente); 1 Feto (parto); 1 Aceite lubricante; 1 Talco para bebés.

https://www.youtube.com/watch?v=MAhd_A-B9TM