



ENTRENADOR DE ALIMENTACIÓN NASOGÁSTRICA PEDIÁTRICO "MANIQUÍ HAMBRIENTO"

SKU: MFS398

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de torso pediátrico para la practicas asociadas a la alimentación nasogástrica, desde la inserción de la sonda hasta la aspiración del estómago para su verificación entre otros.

Los tubos nasogástricos de tamaño 8 Fr y los tubos Ryles de tamaño 12 Fg son los recomendados que deben usarse con este modelo.

Habilidades:

- Este simulador fácil de usar ayuda a identificar las etapas de colocación, asegurando que el dispositivo nasogástrico se pase de forma segura y correcta.
- Este maniquí infantil permite visualizar la posición correcta de las sondas nasogástricas y de gastrostomía, además de también practicar las técnicas asociadas.
- Medición, colocación y sujeción de sonda nasogástrica.
- Inserción de sonda de gastrostomía.
- Dado que el maniquí acepta líquidos, es posible la formación en los siguientes procedimientos: Aspiración del estómago para confirmar la correcta colocación de la sonda; Medición del pH (acidez / alcalinidad) del aspirado del estómago; Alimentación enteral mediante sondas nasogástricas o de gastrostomía; Administración de medicamentos de base líquida.

Características:

- Mejorado para que se puedan introducir líquidos en el estómago.
- La tapa transparente es extraíble y, mediante un simple conector, se puede retirar el estómago para su limpieza.
- Epiglotis móvil para demostrar la deglución.
- Cuerpo transparente: permite observar el paso del tubo.
- Tabique nasal dividido.
- Apertura de gastrostomía.
- Representación de pulmones y esófago.

Contiene:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Manual de instrucciones; 1 Estuche rígido de transporte.

https://www.youtube.com/watch?v=xjqXZhbaWIs&feature=emb_title