



## ENTRENADOR DE ALIMENTACIÓN POR Sonda II

---

**SKU:** MFS724

**Categorías:** [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento diseñado para la práctica de procedimientos de alimentación tanto por sonda como de succión.

Habilidades:

- Inserción de catéter: Es posible la inserción de catéter nasal / oral.
- Confirmación de alcance del catéter: La llegada del catéter al estómago se puede confirmar aspirando jugo gástrico (agua) o auscultando el sonido de una burbuja después de inyectar aire con una jeringa (estetoscopio no incluido).
- Cuidado del portador de la fístula gástrica: Posibilidad de practicar el cuidado del portador de fístula gástrica. Se puede inyectar el nutriente real (nutriente, fórceps, algodón no incluidos).
- Succión: Además de la succión asociada a la alimentación por sonda, es posible una función de succión simple en la sonda de intubación y la cánula traqueal (cánula, tubo de succión no incluidos).

Características:

- Se puede configurar en la posición adecuada, como la posición semisentada: la cabeza se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Utilizando la marca de la apófisis xifoides como indicador, se puede medir la longitud de inserción del catéter y permite usar catéteres en un rango de tamaño de 5 -15Fr.
- Modelo de mantenimiento sencillo: Los tanques son fácilmente extraíbles, para su limpieza con agua, la parte de la cabeza también es extraíble, para una limpieza más cuidadosa.

Contiene:

- 1 Torso de entrenamiento; 1 Catéter de alimentación por sonda; 1 Jeringa tipo punta de catéter; 1 Botón de estoma; 1 Pseudo cánula traqueal; 1 Lubricante; 1 Pseudoesputa; 1 Recipiente para mezclar pseudo esputos; 1 Muddler para mezclar pseudoesputas; 1 Tapón de silicona; 1 Bandeja; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=mGboCnPrVm0>