



ENTRENADOR DE BOLSA DE OSTOMÍA

SKU: MFS803

Categorías: [Cuidado de Estomas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que permite capacitar al personal y pacientes sobre diversos estomas, complicaciones, embolsado y cuidados generales, este viene equipado con cuatro estomas diferentes que se pueden colocar en cuatro ubicaciones diferentes, lo que permite numerosos escenarios de entrenamiento (cada estoma puede tener una secreción de orina o de heces simulada para aumentar aún más el realismo).

Características:

- 4 Ubicaciones de colocación de estomas (dermatitis de contacto, piel sana estándar, colocación a ras con pliegues y separación mucocutánea, candidiasis).
- 4 Estomas diferentes (Estoma de bucle, estoma final, estoma al ras, urostomía con stents).
- Completamente reversible y giratorio.
- Permite ser usado con heces y orina simuladas para una experiencia de entrenamiento realista.
- Las correas de velcro en la cintura permiten usar este entrenador para practicar la técnica de la bolsa.

Contiene:

- 1 Almohadilla de entrenamiento para bolsa de ostomía; 2 cinturones de velcro; 4 Tipos de estomas; Taburete simulado; Orina simulada; Jeringa □Luer Lock□ 35 ml.

https://www.youtube.com/watch?v=nyM-BW_HIVw&feature=emb_title&ab_channel=VATA