



ENTRENADOR DE CATETERISMO - "CATHI Y WILLI"

SKU: MFS261

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Simuladores Médicos](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS262	Ambos
	MFS263	Femenino
	MFS264	Masculino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñados específicamente para práctica de cateterismo.

El paquete combinado se enviará con un catéter 100% de silicona de 14Fr., dos vejigas, una banda de próstata y prepucio extraíble.

Versiones:

- Masculino (Willi).
- Femenino (Cathi).
- Ambos.

Femenino:

El tejido es flexible y flexible para extenderlo fácilmente con el pulgar y el dedo índice. Los labios menores se cierran de forma realista sobre los orificios vaginales y uretrales. Se utiliza para practicar la localización del meato uretral y la colocación de la sonda urinaria. El éxito de la cateterización se confirmará con el retorno de la orina. El módulo de la vejiga se utiliza con una bolsa intravenosa que puede colgarse o introducirse en una bolsa de infusión a presión para proporcionar el flashback.

Se envía con un catéter 100% de silicona de 14fr. Catéter y vejiga.

Masculino:

El tacto del material es realista y delicado como el tejido real. Se envía con un prepucio extraíble y una banda de próstata que puede ayudar a simular una próstata agrandada. El éxito de la cateterización se confirmará con el retorno de la orina. El módulo de la vejiga se utiliza con una bolsa intravenosa que puede colgarse o insertarse en una bolsa de infusión a presión para proporcionar el flashback.

Se envía con un catéter 100% de silicona de 14Fr., vejiga, banda de próstata y prepucio extraíble.

<https://www.youtube.com/watch?v=6UG0F2141Qk>