



ENTRENADOR DE CATETERIZACIÓN Y ENEMA

SKU: MFS735

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS736	Femenino
	MFS737	Masculino
	MFS738	Intercambiable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de pelvis con genitales intercambiables diseñado para el entrenamiento con catéter urinario y enema, estas prácticas requiere mucho manejo de líquidos, este entrenador posee la ventaja de que su cuerpo flexible de diseño integral para facilitar y reduce dicho problema ya que durante la práctica de cateterismo urinario, la cantidad de fuga después de la extracción del catéter es cero, y durante la práctica de cateterismo y enema, los líquidos se recogen en una botella para su fácil eliminación.

La práctica de cateterismo y enema se puede realizar utilizando un solo modelo gracias al intercambio de genitales masculinos o femeninos que se ajustan al diseño principal de pelvis

Versiones:

- Femenina.
- Masculina.
- Intercambiable.

Habilidades

- Insertar un catéter con balón
- Aplicación de enemas de glicerina.
- Limpieza con accesorio de simulación de heces blandas.

Características:

- Durabilidad mejorada: Materiales actualizados para genitales que antes podían romperse fácilmente.
- La textura realista que se asemeja a la de un cuerpo real.
- El cuerpo principal permite entrenar cambiando los genitales masculinos y femeninos.

Generalidades:

- Se puede insertar un catéter con balón y comprobar el estado de la inserción (se pueden usar tamaños de 12Fr a 18Fr).
- Cero fugas de orina después de retirar el catéter.
- El diseño simple garantiza que la botella se pueda quitar y vaciar fácilmente después de su uso.
- Permite utilizarse la posición lateral.

La Versión Femenina contiene:

- 1 Modelo de pelvis con genital femenino; 1 Heces blandas simuladas (marrón amarillento); 1 Recipiente mezclador de heces blandas simuladas; 1 Varilla de agitación de heces blandas simuladas; 1 Bandeja; 2 Válvulas de retención de recambio; 1 Botella (1 L); 1 Soporte de botella; 1 Catéter balón 16Fr; 1 Catéter Nelaton 8EG; 1 Lubricante especial; 1 Talco para bebés; 1 Estuche de almacenamiento.

La versión Masculina contiene:

- 1 Modelo de pelvis con genital masculino; 1 Heces blandas simuladas (marrón amarillento); 1 Recipiente mezclador de heces blandas simuladas; 1 Varilla de agitación de heces blandas simuladas; 1 Bandeja; 2 Válvulas de retención de recambio; 1 Botella (1 L); 1 Soporte de botella; 1 Catéter balón 16Fr; 1 Catéter Nelaton 8EG; 1 Lubricante especial; 1 Talco para bebés; 1 Estuche de almacenamiento.

La Versión Intercambiable contiene:

- 1 Modelo de pelvis con genital masculino y femenino; 1 Heces blandas simuladas (marrón amarillento); 1 Recipiente mezclador de heces blandas simuladas; 1 Varilla de agitación de heces blandas simuladas; 1 Bandeja; 2 Válvulas de retención de recambio; 1 Botella (1L); 1 Soporte de botella; 1 Catéter balón 16Fr; 1 Catéter Nelaton 8EG; 1 Aceite lubricante; 1 Talco para bebés; 1 Estuche de almacenamiento.