




ENTRENADOR DE CRICOTOMÍA PARA ADULTO

SKU: MFS929

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Manejo de Vía Aérea - Intubación](#), [RCP - DEA - Emergencias](#),
[Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo ideal para reforzar la capacidad y la confianza de practicantes que realicen o asistan en la implantación de vías aéreas quirúrgicas. Las características anatómicas incluyen la cavidad oral y los conductos nasales que se comunican con las vías respiratorias inferiores, el mentón, la clavícula, el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la membrana cricoides.

Habilidades relevantes: Cricotirotomía quirúrgica y con aguja, intubación nasal, vía aérea retrógrada, palpación, canulación, aplicación y retirada de suturas y grapas, corte quirúrgico y aplicación de adhesivos y vendajes.

Componentes incluidos: Base de plástico, forma muscular, dos carros de membrana con hioides y cricoides, recubrimiento de piel, 30 tejidos de recambio (piel y membrana cricoidea) y un sistema de almacenamiento.

Compatibilidad de equipos: Dispositivos quirúrgicos de vía aérea, dispositivos de autosutura y autostapling, bisturíes láser, dispositivos de electrocauterización, dispositivos bipolares y monopolares, cuchillas armónicas y todos los equipos de imagen conocidos.