



## ENTRENADOR DE EXAMINACIÓN Y RETINOPATÍA DE OJO

---

**SKU:** MFS403

**Categorías:** [Especialidades Médicas](#),  
[Examinación de Ojo](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento rediseñado para usar lo último en tecnología de pantalla digital de alta resolución, lo que mejora el realismo y la experiencia de entrenamiento. Incluye 36 condiciones de retina diabéticas, comunes y menos comunes, para ofrecer una excelente experiencia práctica en el examen de los ojos y el uso de un oftalmoscopio.

Características:

- Fácil de configurar y usar.
- Pantalla digital de alta resolución.
- Fácil de usar, control digital individual para cada ojo.
- Cubierta de examen para ocultar pantallas de números de condición.
- Batería o alimentación de red mundial compatible.
- Modo de reposo para ahorrar energía.

Afecciones y enfermedades oculares presentadas digitalmente para el ojo izquierdo y derecho:

- Retinopatía diabética.
- Antecedentes de la retinopatía diabética.
- Maculopatía.
- Retinopatía diabética preproliferativa.
- Retinopatía diabética proliferativa.
- Disco de Buques Nuevos.
- Láser.
- Fotocoagulación.
- No degradable.

Afecciones retinianas importantes y comunes

- Normal.
- Glaucoma.
- Papiledema.
- Atrofia óptica.
- Degeneración macular asociada a la edad (seca).
- Retinopatía hipertensiva.
- Oclusión de la vena central de la retina.

- Oclusión de la arteria central de la retina.
- Drusen.
- Retinitis pigmentosa.
- Fibras nerviosas meduladas.
- Miopía alta.
- Oclusión de rama de vena retiniana.

#### Afecciones retinianas importantes y menos comunes

- Oclusión de vena prerretiniana.
- Hemorragias múltiples de retina.
- Desprendimiento de retina.
- Rayas angioides.
- Neavo de disco benigno.
- Melanoma maligno.
- Hemorragia macular.
- Nevus coroideo.
- Cicatriz macular (Toxoplasma).
- Retinitis por citomegalovirus.
- Lipemia retinal.
- Cabeza de Medusa.
- Media luna miópica - Vasos coroideos normales.
- Resolución de hemorragia subhialoidea.
- Quemadura macular.

#### Contiene:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Estuche rígido de transporte; 1 Adaptador de red con fijaciones de enchufe mundial; 1 Manual de instrucciones.