





ENTRENADOR DE HABILIDADES DE RINOPLASTÍA

SKU: MFS401

Categorías: [Especialidades Médicas](#), [Rinoplastía](#),
[Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para la práctica de procedimientos quirúrgicos de rinoplastia tanto cosmética (cambiar la forma y / o el tamaño de la nariz) como funcional (para mejorar la vía aérea nasal).

Habilidades:

- Enseñanza de la rinoplastia.
- Rinoplastia abierta y cerrada.
- Enseñanza de la anatomía.
- Cirugía cosmética.
- Enderezar y mejorar la estructura de la nariz.
- Reestructuración y remodelación de la nariz, especialmente una nariz rota.

Características:

- La nariz es la característica más definitoria de la cara y alterar su tamaño o forma puede resultar en una mejora dramática en la apariencia.
- Cabeza de tamaño natural: ponderada para proporcionar estabilidad durante la práctica.
- Inserto nasal reemplazable.
- El cartílago termolábil se puede moldear con un soplador de aire caliente para simular una serie de deformidades nasales sobre las que se puede simular la cirugía.
- El material utilizado en el inserto nasal como cartílago se puede cortar para formar injertos esparcidores de longitud y anchura adecuadas.

Contiene:

- 1 Cabeza; 1 Inserto nasal; 1 Cartílago y cubierta.