



ENTRENADOR DE HABILIDADES DE SUTURA

SKU: MFS827

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de sutura incluye una almohadilla de tejido realista que consta de 5 capas de tejido anatómicamente correctas para la práctica de sutura, también se suministra con un dispositivo tensor patentado para usar con la almohadilla de tejido, pudiendo ajustar la distancia entre los dos bordes de tejido cortados y ofrecer una sensación más realista para cerrar el tejido bajo diversos grados de tensión.

Características:

- Cada capa de tejido individual es identificable por color, fuerza, firmeza y tacto anatómicamente correctos.
- permiten practicar suturas superficiales, subcuticulares y complejas de heridas profundas y con la tensión adecuada.
- la sutura no se "desgarrará", ya que la almohadilla se mueve como el tejido humano real cuando se hace una incisión o cuando se aplica tensión de sutura.
- Las suturas se pueden quitar y se puede reutilizar repetidas veces.

Contiene:

- 1 Conductor de agujas; 1 Pinzas Adson 1-2; 1 Tijeras enganchadas Littauer; 1 Bisturí de seguridad quirúrgica para reducir el riesgo de lesiones; 1 Quitagrapas de piel; 1 Docena de suturas de nailon; 1 Grapadora de piel desechable; 1 Estuche.

https://www.youtube.com/watch?v=AaxA9Pp5RWQ&t=1s&ab_channel=VATA

https://www.youtube.com/watch?v=Akyr4zIBS9E&t=1s&ab_channel=VATA