



ENTRENADOR DE HABILIDADES GINECOLÓGICAS

SKU: MFS314

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología](#)
[- Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un torso del tamaño de un adulto diseñado para la formación y de adquisición de experiencia práctica en el ámbito de la ginecología, permite desarrollar habilidades diagnósticas y proporcionar a los estudiantes la confianza necesaria para ofrecer a las pacientes una atención exhaustiva y de alta calidad.

Los cuatro módulos de útero diferentes, que presentan patologías anómalas palpables desde el exterior, se pueden intercambiar fácilmente y se completan con seis módulos de cuello uterino diferentes.

El dispositivo es útil para realizar demostraciones de los siguientes procedimientos:

- Realizar exploraciones bimanuales con úteros palpables y realistas, tanto normales como anómalos.
- Realizar exploraciones vaginales con espéculo.
- Instruir en la exploración vaginal con cuellos uterinos fáciles de intercambiar y permitir el reconocimiento visual de variaciones anatómicas normales y anómalas.
- Evaluar varias afecciones gracias a los módulos intercambiables de cuello uterino «normal» y «patológico».
- Realizar citologías para la detección de patologías del cuello uterino.
- Practicar el sondaje (sin líquidos).
- Administrar supositorios y realizar tactos rectales.
- Úteros intercambiables con patologías anómalas palpables desde el exterior para la instrucción en habilidades diagnósticas:
 - Útero normal que puede simular tanto la anteroflexión como la retroflexión uterina.
 - Útero bicorne.
 - Útero que presenta miomas extraíbles.
 - Útero con un tamaño aumentado (13 cm de largo y 11 cm de alto).
- Cuellos uterinos intercambiables para el reconocimiento visual de características anatómicas tanto normales como anómalas.

Se incluyen:

- Cuello uterino nulíparo normal.
- Cuello uterino múltiparo normal.
- Cuello uterino que presenta ectropión (erosión).
- Cuello uterino con displasia.
- Cuello uterino con carcinoma.
- Cuello uterino con carcinoma en forma de barril.

Características Adicionales:

- Parte inferior del torso de una mujer adulta con gran precisión anatómica que incluye la espina ciática, los huesos púbicos y el sacro para que la exploración resulte realista.

- Los muñones de las piernas están en la posición adecuada para la exploración y, gracias a la cuña para exploraciones ginecológicas, es posible simular la posición inclinada que adopta la paciente en una silla de exploración ginecológica.
- Es posible simular la vejiga, tanto llena como vacía, para poder palpar la estructura con una posible restricción.
- Simula de forma realista la flexibilidad de la cavidad vaginal.
- Piel sin costuras y flexible para practicar la colocación del espéculo.
- Los labios de la vulva se pueden separar de forma realista.
- La uretra está diseñada para permitir la simulación del sondaje con un catéter CH 14.
- La pared abdominal se puede retirar rápidamente y sin necesidad de herramientas para cambiar de forma sencilla el útero y el cuello uterino.

Accesorios incluidos:

- Dispositivo de formación ginecológica.
- 4 Juegos de útero : Útero normal; Útero bicornes; Útero con tres miomas extraíbles; Útero con un tamaño aumentado.
- 6 Juegos de cuellos uterinos: Nulíparo normal; Multíparo normal; Ectropión (erosión); Displasia Cuello uterino con carcinoma; Carcinoma en forma de barril.
- Cuña de exploración ginecológica.
- Lubricante (2 x 250 ml).