



## ENTRENADOR DE HEMORRAGIA NASAL - EPISTAXIS

---

**SKU:** MFS396

**Categorías:** [Especialidades Médicas](#),  
[Hemorragia Nasal - Epistaxis](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para el tratado de hemorragias nasales, cauterización y empaque de las mismas.

Habilidades:

- Proporciona una prueba práctica para el manejo de hemorragias nasales graves.
- Entrenamiento en cauterización y empaque nasal.
- Cauterización en cuatro sitios en el tabique, identificado por el panel de luz (batería incluida).
- Permite limpiar el punto de sangrado con succión.

Características:

- Desarrollado en conjunto con el Departamento ENT del Hospital Addenbrooke, Cambridge.
- Recomendado para todos los departamentos de ORL y Accidentes.
- El interior de la nariz tiene tubos capilares para suministrar sangre artificial a tasas variables a cuatro sitios en el tabique.

Incluye:

- 1 Cabeza de plástico duro con área nasal suave; 1 Caja de control y batería de 9v; 4 Jeringas de 10 ml; 1 Jeringa de 50 ml; 1 Concentrado de Sangre; 1 Manual de instrucciones.

<https://youtu.be/FJDGuk-kGYM>