



## ENTRENADOR DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC) - III

---

**SKU:** MFS576

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Venoso Central \(CVC\) - de Línea Media \(MVC\)](#), [Imagenología](#), [Punción con Guía de Ultrasonido](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador diseñado para permitir una variedad de inserciones de CVC, simulaciones de manejo y sesiones de capacitación con la ayuda de 3 almohadillas intercambiables.

Habilidades:

- CVC guiado por ecografía.
- CVC guiado por puntos de referencia
- Acceso venoso guiado por ecografía.
- Prevención de complicaciones mecánicas.

Características:

- CVC realista guiado por ultrasonido.
- La almohadilla de punción con puntos de referencia y con bifurcaciones venosas anatómicamente correctas simula complicaciones mecánicas que incluyen neumotórax, pérdida de alojamiento y punción arterial.
- Bloque anatómico transparente para comprensión anatómica y manipulación de la guía.
- Bloque de entrenamiento de ultrasonido introductorio para adquirir los conceptos básicos del acceso venoso guiado por ultrasonido.
- Se puede acceder a las venas yugular interna y subclavia (axilar).

Contiene:

- 1 Maniquí de torso masculino.
- 2 Almohadillas de colocación de CVC.
- 1 Piel para entrenamiento de canulación.
- 1 Bloque anatómico transparente.
- 2 Arterias tueb (transparente): 2 tipo.
- 1 Tubo de 2 venas (azul): tipo 2.
- 1 Tubo de 2 venas.
- 1 Unidad de pulsación (para técnica de referencia).
- 1 Botella de riego (para técnica UG).
- 1 Botella de riego.
- 1 Tarro de plástico.
- 1 Aguja de muestra.
- 1 Polvo colorante (rojo / tubo).
- 1 Jeringa (2,5 ml, 50 ml cada una).
- 1 Bloque de entrenamiento de ultrasonido introductorio "Bloques reales".