



ENTRENADOR DE INYECCIÓN DE GLÚTEO - MODELO RECLINADO LATERAL

SKU: MFS684

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado de forma reclinada lateral apropiado para inyecciones en el punto de "Clarke" y el punto de "Hochstetter", por su forma de posición reclinada lateral, permite un entrenamiento más práctico, la epidermis está hecha de un material especial que no deja marcas de agujas.

Los puntos de referencia esqueléticos, como la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterior superior y el trocánter mayor se pueden palpar, además el modelo es ideal para practicar la determinación del lugar de la inyección.

Práctica:

- Punto de Hochstetter; Puntos de Clarke.

Características:

- Si se elige un sitio incorrecto, se emite una advertencia mediante el parpadeo de la luz roja y un zumbido.
- Si se ha perforado el sitio correcto, la luz verde se enciende para indicar el éxito (solo en los puntos de Clarke y Hochstetter).
- Si se ha perforado el sitio correcto, se puede inyectar líquido.
- No usar la solución de la droga, solo usar agua.

Contiene:

- 1 Modelo de formación; 1 Tapa para comprobar el lugar de la inyección; 1 Bolsa de drenaje.

<https://www.youtube.com/watch?v=ajWLIPt6vcw>