



## ENTRENADOR DE INYECCIÓN INTRAVENOSA AJUSTABLE

---

SKU: MFS719

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de 5 entrenadores de inyección permite el entrenamiento directamente sobre una persona, sin riesgo de ningún daño, las almohadillas a prueba de pinchazos se pueden colocar en el brazo del compañero de entrenamiento y la punción se puede practicar interactuando con el paciente, además, las venas del modelo son reemplazables.

Habilidades:

- Varios entrenamientos básicos de inyección; Palpación; Inserción de aguja permanente/Fijación con cinta adhesiva; Inyección intravenosa.

Contiene:

- 10 Piezas de vaso sanguíneo intercambiable (normal); 1 Pecho para recipientes de intercambio de 1 pieza; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=BY6WSbSGhh0&t=17s>