



## ENTRENADOR DE MONITOR FETAL

---

**SKU:** MFS478

**Categorías:** [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Educación Sobre el Trabajo de Parto y el Monitoreo Fetal](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporcione una simulación realista para la inserción adecuada de un electrodo interno para la monitorización cardíaca fetal. Incluye:

- Cabeza fetal con fontanelas y líneas de sutura palpables y realistas.
- Un segmento uterino inferior.
- 1 Modelo de dilatación cervical con 4 cm de dilatación.

Los componentes encajan en un recipiente de plástico duradero que facilita la visualización y la limpieza. Viene con lubricante, instrucciones y estuche de nylon.