



ENTRENADOR DE PRUEBAS DE GLUCOSA EN SANGRE

SKU: MFS265

Categorías: [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Educación sobre la Diabetes](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS266	Lance MT
	MFS267	Lance

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de pinchazos en el dedo y de glucosa en sangre. Este producto permitirá a un estudiante o a un paciente tener una experiencia similar a la de la vida cuando se hace una prueba de azúcar en la sangre, utilizando un medidor de glucosa y obteniendo una lectura. Se ajusta al dedo de un paciente estandarizado o de un maniquí. Todas las versiones se envían sin líquido en los dedos.

Versiones:

- Lance MT.
- Lance.

Lance MT: Es la opción sin el kit de llenado de sangre simulado. Esta opción permite a los usuarios simular el pinchazo en el dedo utilizando su propia sangre simulada u otra solución de control.

Lance: Es la opción que se envía con el kit de sangre simulada. La versión incluye 8mL de sangre simulada, jeringa de 5mL con una aguja industrial de 20G. La sangre simulada no se registrará en los medidores de glucosa en sangre reales. Los usuarios podrán lancear la punta del dedo, obtener una muestra de "sangre" y proceder en la simulación con una máquina de glucosa en sangre simulada (no incluida), o un nivel de glucosa en sangre simulado proporcionado por el instructor.

Cada paquete contiene tres dedos. Las instrucciones de uso se incluyen en cada paquete de "Lance" y "Lance MT". Las instrucciones detallan el llenado y el uso de "Lance".