




## ENTRENADOR DE PUNCIÓN IM - ANIMAL PEQUEÑO

---

**SKU:** MFV36

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Caninos](#), [Simuladores Felinos](#), [Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En esta almohadilla muscular de dos capas se pueden entrenar de forma práctica las inyecciones intramusculares en animales pequeños. La superficie de piel realista simula la piel suave de un perro o un gato en cuanto a textura y tacto. En la almohadilla pueden aplicarse volúmenes de inyección más pequeños y pueden entrenarse diferentes ángulos y profundidades de inyección. La superficie similar a la piel se cierra después de la inyección y permite utilizar inyecciones múltiples. Este entrenador viene con una plantilla adecuada con pies de succión para adherirse de forma segura sobre el tablero de la mesa.