



ENTRENADOR DE PUNCIÓN SUBCUTÁNEA PARA ANIMALES PEQUEÑOS

SKU: MFV37

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Simuladores Caninos](#), [Simuladores Felinos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En esta almohadilla de tejido multicapa se pueden practicar de forma realista las inyecciones subcutáneas en perros y gatos. La superficie similar a la piel puede palparse en cutis y subcutis y permite levantar un pliegue de piel para localizar la profundidad de inyección correcta. Se pueden aplicar volúmenes de inyección más pequeños en la almohadilla y se pueden entrenar diferentes ángulos y profundidades de inyección.

La superficie blanda se cierra tras la inyección y permite aplicar múltiples inyecciones. El entrenador incluye un soporte con ventosas para una fijación segura a la mesa.