



## ENTRENADOR DE PUNCIÓN VENOSA CENTRAL

---

**SKU:** MFS522

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Venoso Central \(CVC\) - de Línea Media \(MVC\)](#), [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo permite practicar punción venosa central exploratoria guiada por ultrasonido (venosa yugular interna, venosa subclavia, venosa supraclavicular), la confirmación del acceso venoso yugular interna (la presión en esta vena por la sonda de ultrasonido hace que se vuelva ovalada y se deforme).

### Características:

- Fabricado de caucho de silicona para apariencia y sensación realista que permite identificar el sitio de punción al reconocer puntos de referencia importantes.
- Tener en cuenta que el sistema de imágenes por ultrasonido funciona de manera diferente en el modelo que en el cuerpo humano. Es difícil obtener imágenes claras en el modelo del sistema de imágenes por ultrasonido.
- La sangre simulada se puede recolectar al puncionar la vena.
- Permite realizar la punción del CV presionando negativamente la jeringa.
- La presión del aire por reflujo indica una punción pulmonar incorrecta.
- Las piezas de repuesto están disponibles para varios sitios de punción.
- No se puede aplicar catéter ni cable guía.
- Se recomienda una aguja más pequeña que 20G.

### Contiene:

- 1 Cuerpo principal; 1 Punción venosa yugular interna; 1 Punción venosa subclavia; 1 Bolsa de sangre; 1 Sangre simulada (tipo oscuro); 1 Jeringa; 1 Estuche de accesorios; 1 Bolsa de almacenamiento.