



## ENTRENADOR DE PUNCIÓN VENOSA CON GUÍA DE ULTRASONIDO

---

**SKU:** MFS734


**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Imagenología](#), [Punción con Guía de Ultrasonido](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES

Using the ultrasound



Ultrasound image of



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador diseñado para la práctica de punción venosa con guía de ultrasonido.

### Práctica

- Venopunción con la guía de ultrasonido.
- Imagen de ultrasonido de venopunción.
- Venopunción con una compresa normal.
- Permanencia de la aguja de mariposa con almohadilla normal.

### Característica

- Se pueden realizar dos tipos de formación en dos lugares.
- Permite realizar el entrenamiento de punción venosa usando la guía de ultrasonido con una almohadilla de ultrasonido y la palpación de las venas y el entrenamiento de punción venosa usando una almohadilla normal.
- Los rastros de la aguja después de la perforación no permanecen en las imágenes de ultrasonido, por lo que es posible repetir el entrenamiento.
- El reemplazo de venas y el reemplazo de almohadillas son fáciles de hacer.

### Contiene:

- 2 Almohadillas de ultrasonido; 2 Almohadillas normales; 1 Tunelizador vascular; 1 Talco para bebés; 1 Taza medidora; 1 Estuche de almacenamiento.